

プロトロンビン時間に関するお願い

ISTH overt DIC score の prothrombin time は、正常秒数から何秒延長したかにより計算されます。データシートでは、測定秒数を入力すると正常秒（12 秒に設定）と測定秒の差が計算されてスコアが自動入力されます。

PT 値が秒数で報告されない施設では、正確な DIC スコア算出のために、以下の変換を宜しくお願いします。

参考文献：J Thromb Haemost 4:90-97, 2006

1. PT 値が秒数で結果報告されない施設のみ該当します。
2. 実務担当者が下記の約束で秒数を入力し、責任者が確認をお願いします。
3. 下記の条件でスコアに該当する秒数、すなわち「12 秒を正常値として、1 点であれば 15 秒を超え 18 秒以下、2 点であれば 18 秒を超える任意の秒数」を入力して下さい。

4. PT%を使用する施設

1)	70%以上	0 点	例：13.0 秒
2)	40%以上 70%未満	1 点	例：16.0 秒
3)	40% 未満	2 点	例：19.0 秒

5. PT 比あるいは INR を使用する施設

1)	1.4 以下	0 点	例：13.0 秒
2)	1.4 を超え、2.3 以下	1 点	例：16.0 秒
3)	2.3 を超える	2 点	例：19.0 秒